

MultiMix D - MM30E

Agitador Magnético Digital Multiplaza sin Calefacción



Agitador magnético digital multiplaza sin Calefacción controlado por microprocesador.

- Multiagitador en una sola plataforma con 3 posiciones, con única conexión eléctrica y funcionamiento independiente de cada plaza.
- Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador.
- Mantiene constante la velocidad seleccionada, independientemente de que las condiciones de la muestra varíen.
- Inicio suave y progresivo para mantener el acoplamiento magnético, independientemente de la velocidad seleccionada.
- Pantalla digital LCD con indicación del valor seleccionado y real de velocidad y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Superficie de agitación protegida antiralladuras.
- Embalaje: 63x32x22cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

| Modelo | MM30E |
|------------------------------|----------------------|
| Referencia | 10000-01046 |
| Nº plazas | 3 |
| Agitación Magnética | |
| Volumen Máximo (L) (x plaza) | 8 |
| Potencia (W) (x plaza) | 12 |
| Rango de Velocidad (rpm) | 200-1500 |
| Resolución (rpm) | 20 |
| Temporizador (min) | 0-120 |
| Datos Generales | |
| Material Plato | Acero Inox. AISI 304 |
| Diámetro Plato (mm) | 170x170 (por plaza) |
| Dimensiones (mm) | 525x205x70 |
| Peso | 6 |
| Protección IP | IP43 |

| Accesorios | Referencia |
|--|-------------|
| Barra soporte Incluye 2 palomillas de sujeción para fijarla al equipo. 450mm | 20000-00036 |
| Caja surtida 18 imanes | 20000-00026 |
| Imán agitación 8x30mm* (pack 5) *para otras medidas, consultar | 20000-00008 |

