

# Noria RD

## Agitador Noria Digital



Agitador de noria Digital, controlada por microprocesador

- Para la agitación por rotación con diferentes tipos de tubos, de diámetro desde 6mm hasta 35mm.
- Adaptable a todas las medidas de tubos según las necesidades.
- Velocidad de rotación regulable mediante microprocesador
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Permite posicionar y sacar los tubos sin parar el equipo.
- Totalmente orientable, entre 0° y 90° de inclinación.
- Inicio y paro suave y progresivo.
- Timer de 0 a 120 min.
- Embrague de seguridad que permite parar la rotación con la mano sin problemas.
- Superficie antiralladuras con recubrimiento resistente a productos químicos.
- Para funcionamiento continuo.

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	NR100DE
Referencia	30000-00084
<b>Mixing</b>	
Potencia (W)	50
Movimiento	Rotatorio
Ángulo de inclinación	0°-90°
Rango velocidad (rpm)	10-100
<b>Datos Generales</b>	
Dimensiones (mm)	320x260x290
Peso(kg)	6,5
Protección IP	IP54

Accesorios	Referencia
<b>Disco clips fijos para:</b>	
25 tubos Ø 6-7 mm	20000-00093
25 tubos Ø 8-9 mm	20000-00094
25 tubos Ø 10-11 mm Eppendorf	20000-00095
20 tubos Ø 12-13 mm	20000-00133
20 tubos Ø 14-15 mm	20000-00134
20 tubos Ø 16-17 mm	20000-00135
19 tubos Ø 18-19 mm	20000-00136
16 tubos Ø 20-21 mm	20000-00137
14 tubos Ø 22-23 mm	20000-00138
14 tubos Ø 24-25 mm	20000-00139
14 tubos Ø 27-30 mm	20000-00140
10 tubos Ø 32-35 mm	20000-00141
<b>Disco bombo carrusel para:</b>	
60 tubos cultivo Ø 12-13,5 mm	20000-00051
36 tubos centrífuga 15ml Ø 16-17,5mm	20000-00052
20 tubos centrífuga 50ml Ø 29-31mm	20000-00053
60 tubos Eppendorf de 0.5 a 2 ml	20000-00096

