

# Orbital Maxi

## Agitador Orbital Digital



Agitador orbital digital, controlado por microprocesador.

- Agitador orbital adecuado para recipientes de gran volumen.
- Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador.
- Mantiene constante la velocidad seleccionada, independientemente de la carga.
- Inicio y paro suave y progresivo, independientemente de la velocidad seleccionada.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Re-armable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Superficie antideslizante, opcional.
- Muy silencioso para funcionamiento continuo.
- Embalaje: 69x53x29cm 50W

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	OL30-ME	OL30-HE
Referencia	10000-01011	10000-01051
<b>Agitación</b>		
Carga Máxima (Kg)	25	
Potencia (W)	50	
Tipo de Movimiento	Orbital	
Amplitud (mm)	30	
Rango de velocidad (rpm)	30-220	
Resolución (rpm)	5	
Temporizador (min)	0-120	
<b>Datos Generales</b>		
Tipo de motor	Estándar	<b>Brushless</b> (sin escobillas, máxima duración-para trabajos continuos)
Material Plato	Superficie antideslizante, opcional	
Superficie útil (mm)	350x400	
Dimensiones (mm)	410x570x140	
Peso	12,0	
Protección IP	IP54	

Accesorios	Referencia
<b>Plataforma universal de 350 x 400 mm</b> Para fijar matraces, vasos de precipitado, botellas, gradillas con tubos de ensayo, etc.	20000-00041
<b>Doble Plataforma universal de 350 x 400 mm</b> Idéntico al anterior pero con 2 pisos y 10 rodillos	20000-00131
<b>Plataforma antideslizante de 350 x 400 mm</b> Ideal para placas de Petri, recipientes pequeños, etc.	20000-00084
<b>Doble Plataforma antideslizante 350x400 mm</b> Idéntico al anterior pero con 2 pisos	20000-00157
<b>Plataforma de sujeción para clips erlenmeyers</b>	20000-00040
Clip sujeción erlenmeyers 50 ml. (Cabén 30ud.)	20000-00246
Clip sujeción erlenmeyers 100 ml. (Cabén 20ud.)	20000-00247
Clip sujeción erlenmeyers 250 ml. (Cabén 10ud.)	20000-00248
Clip sujeción erlenmeyers 500 ml. (Cabén 8ud.)	20000-00249
Clip sujeción erlenmeyers 1000 ml. (Cabén 5u/)	20000-00299
Clip sujeción erlenmeyers 2000ml (Cabén 4u)	20000-00209
<b>Plataforma para embudos de decantación</b> Capacidad para 5 embudos de 250 cc, 5 embudos de 500 cc. ó 3 embudos de 1.000 cc	20000-00044

