

# Histo - Bath

**Digital**



## Baño Digital de flotación para cortes de parafina

Cubeta en negro para mejor visualización

Borde atemperado para secado de la muestra y alojamiento porta objetos

Modelo	HBD
Referencia	30000-10005 /V*
<b>Calefacción</b>	
Display	Digital
Control	Microprocesador
Potencia (W)	325
Rango de T <sup>3</sup> (°C)	T amb+5 - 90
Resolución (°C)	0,5
<b>Datos Generales</b>	
Medidas (mm)	355 x 350 x 110
Fusible	3,15A
Power Supply	230V / 110V*
Peso (kg)	4,4