

Jar Test P

Floculador Digital Portátil



Floculador digital portátil, controlado por microprocesador.

- Floculador digital portátil, para análisis de aguas, de 4 posiciones.
- Adecuado para vasos de forma alta de 1 L.
- 2 Modos de trabajo:
 - Velocidad de agitación libre y regulable
 - **Preprogramado en condiciones ASTM D-2035.**
- Inicio y paro suave y progresivo.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Posibilidad de memorizar 2 velocidades y pasar de una a otra con una sola pulsación.
- Varillas agitadoras de acero inox. de Ø 6 mm. y ajustables en altura.
- Pantalla de luz en cada posición.
- Asa de sujeción para un cómodo transporte.
- Doble alimentación: 230V AC y 12V DC, que permite trabajar con la batería del coche.
- Se suministra con cable para mechero de automóvil.

Cuadro de especificaciones técnicas:

| Modelo | JT4E |
|--------------------------|--------------------------------|
| Referencia | 10000-00097 |
| Agitación | |
| Nº posiciones | 4 |
| Potencia (W) | 50 |
| Rango de velocidad (rpm) | 20-250 |
| Resolución (rpm) | 5 |
| Precisión | ±1 |
| Temporizador (min) | 0-240 |
| Datos Generales | |
| Dimensiones (mm) | 250x250x290 |
| Peso (kg) | 9,0 |
| Protección IP | IP34 |
| Alimentación eléctrica* | 220-230V** 50-60Hz y 12V |
| Embalaje | 66x45x43 cm |

* Doble alimentación para poder ser utilizado tanto en el auto como en toma de corriente normal

** Para voltajes diferentes consultar. Disponibles de 110V como referencia 10000-00097V