

# MultiMix Heat D

Agitador Magnético Digital Multiplaza con Calefacción



Agitador magnético digital multiplaza con Calefacción, controlado por microprocesador.



- Multiagitador con calefacción en una sola plataforma con 5 o 9 posiciones, con única conexión eléctrica y funcionamiento independiente de cada plaza.
- Velocidad y temperatura regulables, controladas por microprocesador.
- Inicio suave y progresivo para mantener el acoplamiento magnético, independientemente de la velocidad seleccionada.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado de velocidad y temperatura para cada plaza individual.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Los parámetros seleccionados se mantienen en la memoria del equipo incluso cuando se apaga.
- Platos de calefacción de aluminio pulido.
- Embalaje: 56x48x21cm

10000-01037: 1250W

10000-01032: 2300W

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	MMH50E	MMH90E
Referencia	10000-01037	10000-01032
Nº plazas	5	9
<b>Agitación Magnética</b>		
Volumen Máx. (L) (x plaza)	2	
Potencia (W) (x plaza)	9	16
Rango de Velocidad (rpm)	200-1200	
Resolución (rpm)	100	
<b>Calefacción</b>		
Potencia calefactora (W) (x plaza)	250	
Rango de Temperatura (°C)	30-400	
Resolución (°C)	10	
<b>Datos Generales</b>		
Material Plato	Aluminio Pulido	
Dimensiones Plato (mm) (x plaza)	100x100	
Dimensiones (mm)	360x445x90	
Peso	6,0	7,0
Protección IP	IP53	

Accesorios	Referencia
<b>Caja surtida 18 imanes</b>	20000-00026
<b>Imán agitación 8x30mm* (pack 5)</b> *para otras medidas, consultar	20000-00008

