

MultiMix D

Agitador Magnético Digital Multiplaza sin Calefacción



Agitador magnético digital multiplaza sin Calefacción, controlado por microprocesador.



- Multiagitador en una sola plataforma con 5 ó 9 posiciones, con única conexión eléctrica y funcionamiento independiente de cada plaza.
- Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador.
- Inicio suave y progresivo para mantener el acoplamiento magnético, independientemente de la velocidad seleccionada.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado de velocidad.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Los parámetros seleccionados se mantienen en la memoria del equipo incluso cuando se apaga.
- Superficie de agitación protegida anti-ralladuras.
- Embalaje 56x48x21cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	MM50E	MM90E
Referencia	10000-01038	10000-01039
Nº plazas	5	9
Agitación Magnética		
Volumen Máx. (L.) (x plaza)	2	
Potencia (W)	9	16
Rango de Velocidad (rpm)	200-1200	
Resolución (rpm)	100	
Datos Generales		
Material Plato	Acero Inox. AISI 304	
Diámetro Plato (mm) (x plaza)	110	
Dimensiones (mm)	365x445x60	
Peso	3,5	3,8
Protección IP	IP53	

Opción de Agitación+Cubeta+Termostato completo	Referencia
<i>Bath OvanTherm MultiMix BHM9E (9 plazas)</i>	10000-01128
<i>Bath OvanTherm MultiMix BHM5E (5 plazas)</i>	10000-01130



Accesorios	Referencia
Caja surtida 18 imanes	20000-00026
Imán agitación 8x30mm* (pack 5) *para otras medidas, consultar	20000-00008

