



NUEVO DE LOS SISTEMAS TOPAIR: Muebles de laboratorio de polipropileno

► Estación de limpieza

- Diseñado para limpiar herramientas y equipos en laboratorios
- Estructura de polipropileno con alta resistencia química
- Acceso conveniente a todas las herramientas
- El tamaño se hace según los requisitos
- Accesorios opcionales: fregaderos, grifos, tableros de clavijas, cajones, estantes

P/N	Tamaño (cm)
FR-WT-12080 (WXDXH)	140 x 70 X 90



**TAMAÑOS PERSONALIZADOS
¡ADAPTADO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE!**

TopAir Systems INC, Oficina Latin America

Bogota, Colombia

Att : Jerry Press

Director Comercial Latin America

Tel: +57-3167416049

Email: jerry@topairsystems.com